

# MemoPart™

## Дефект межпредсердной перегородки

### Окклюдер (ДМПП)

Окклюдер для закрытия дефекта межпредсердной перегородки MemoPart™ - это чрескожное транскатетерное устройство, применяемое для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП). Также доступно для пациентов, которым требуется закрытие фенестраций при процедуре Фонтана.



Окклюдер для ДМПП




Безвтулочный окклюдер для ДМПП



Мультифенестрированный Окклюдер для ДМПП



Мультифенестрированный без втулки Окклюдер для ДМПП




#### Окклюдер для закрытия дефекта межпредсердной перегородки MemoPart™

№ по каталогу	Устройство Размер	A Диаметр талии (мм)	B Диаметр диска ЛП (мм)	C Диаметр диска ПП (мм)	H Длина боковой стенки аорты (мм)	Наименьший Рекомендуемый размер интродьюсера
FQFDQ-I 06	06	6	16	14	3,0	8F
FQFDQ-I 07	07	7	21	17	3,0	8F
FQFDQ-I 08	08	8	18	16	3,0	8F
FQFDQ-I 09	09	9	23	19	3,0	8F
FQFDQ-I 10	10	10	20	18	3,0	8F
FQFDQ-I 11	11	11	25	21	3,0	9F
FQFDQ-I 12	12	12	22	20	3,0	9F
FQFDQ-I 13	13	13	27	23	3,0	9F
FQFDQ-I 14	14	14	24	22	3,0	9F
FQFDQ-I 15	15	15	29	25	4,0	9F
FQFDQ-I 16	16	16	30	26	4,0	9F
FQFDQ-I 17	17	17	31	27	4,0	9F
FQFDQ-I 18	18	18	32	28	4,0	9F
FQFDQ-I 19	19	19	33	29	4,0	10F
FQFDQ-I 20	20	20	34	30	4,0	10F
FQFDQ-I 22	22	22	36	32	4,0	10F
FQFDQ-I 24	24	24	38	34	4,0	10F
FQFDQ-I 26	26	26	40	36	4,0	12F
FQFDQ-I 28	28	28	42	38	4,0	12F
FQFDQ-I 30	30	30	44	40	4,0	12F
FQFDQ-I 32	32	32	47	42	4,0	12F
FQFDQ-I 34	34	34	49	44	4,0	14F
FQFDQ-I 36	36	36	51	46	4,0	14F
FQFDQ-I 38	38	38	54	50	4,5	14F
FQFDQ-I 40	40	40	56	52	4,5	14F
FQFDQ-I 42	42	42	58	54	4,5	14F
FQFDQ-I 44	44	44	60	56	4,5	14F
FQFDQ-I 46	46	46	62	58	4,5	14F
FQFDQ-I 48	48	48	64	60	4,5	14F
FQFDQ-I 50	50	50	66	62	4,5	14F


#### Безвтулочный окклюдер для закрытия дефекта межпредсердной перегородки MemoPart™

№ по каталогу	Устройство Размер	A Диаметр талии (мм)	B Диаметр диска ЛП (мм)	C Диаметр диска ПП (мм)	H Длина боковой стенки аорты (мм)	Наименьший Рекомендуемый размер интродьюсера
WTFQFDQ-I 06	06	6	16	14	3,0	8F
WTFQFDQ-I 07	07	7	21	17	3,0	8F
WTFQFDQ-I 08	08	8	18	16	3,0	8F
WTFQFDQ-I 09	09	9	23	19	3,0	8F
WTFQFDQ-I 10	10	10	20	18	3,0	8F
WTFQFDQ-I 11	11	11	25	21	3,0	9F
WTFQFDQ-I 12	12	12	22	20	3,0	9F
WTFQFDQ-I 13	13	13	27	23	3,0	9F
WTFQFDQ-I 14	14	14	24	22	3,0	9F
WTFQFDQ-I 15	15	15	29	25	4,0	9F
WTFQFDQ-I 16	16	16	30	26	4,0	9F
WTFQFDQ-I 17	17	17	31	27	4,0	9F
WTFQFDQ-I 18	18	18	32	28	4,0	9F
WTFQFDQ-I 19	19	19	33	29	4,0	10F
WTFQFDQ-I 20	20	20	34	30	4,0	10F
WTFQFDQ-I 22	22	22	36	32	4,0	10F
WTFQFDQ-I 24	24	24	38	34	4,0	10F



Мультифенестрированный окклюдер для закрытия дефекта межпредсердной перегородки МемоPart™

№ по каталогу	Устройство Размер	A Диаметр тали (мм)	B Диаметр диска ЛП (мм)	C Диаметр диска ПП (мм)	H Длина боковой стенки аорты (мм)	Наименьший Рекомендуемый размер интродьюсера
FQFDQ-II 06	06	6	30	22	3,0	9F
FQFDQ-II 08	08	8	32	24	3,0	9F
FQFDQ-II 10	10	10	34	26	3,0	10F
FQFDQ-II 12	12	12	36	28	3,0	10F
FQFDQ-II 14	14	14	38	30	3,0	10F
FQFDQ-II 16	16	16	40	32	4,0	12F
FQFDQ-II 18	18	18	42	34	4,0	12F
FQFDQ-II 20	20	20	44	36	4,0	12F
FQFDQ-II 22	22	22	46	38	4,0	12F
FQFDQ-II 24	24	24	48	40	4,0	14F



Мультифенестрированный окклюдер для закрытия дефекта межпредсердной перегородки МемоPart™ без втулки

№ по каталогу	Устройство Размер	A Диаметр тали (мм)	B Диаметр диска ЛП (мм)	C Диаметр диска ПП (мм)	H Длина боковой стенки аорты (мм)	Наименьший Рекомендуемый размер интродьюсера
WTFQFDQ-II 06	06	6	30	22	3,0	9F
WTFQFDQ-II 08	08	8	32	24	3,0	9F
WTFQFDQ-II 10	10	10	34	26	3,0	10F
WTFQFDQ-II 12	12	12	36	28	3,0	10F
WTFQFDQ-II 14	14	14	38	30	3,0	10F