


MemoPart™

Система доставки окклюдера

- Два варианта длины оболочки для взрослых и детей.
- Для окклюдеров ДМЖП также доступна система доставки с функцией защиты от перекручивания.

Система доставки включает в себя следующее:

- Погрузчик (1)
- Длинный интродьюсер (1)
- Дилатор (1)
- Толкатель (1)
- Y-образный соединитель с трубкой (1)



A: Длинный интродьюсер **B:** Дилатор
C: Толкатель **D:** Y-образный соединитель с трубкой

Система доставки MemoPart™ окклюдеров для закрытия дефекта межпредсердной перегородки и окклюдеров для закрытия открытого овального отверстия для взрослых

№ по каталогу	Погрузчик		Длинный интродьюсер			Дилатор	Толкатель	
	ID (мм)	Эффективная Длина (мм)	ID (мм)	Эффективная Длина (мм)	Угол	Эффективная Длина (мм)	Эффективная Длина (мм)	Диаметр (мм)
ODS-A-I-5F*	5F/1,85	130	5F/1,85	800	45°	920	1200	1,4
ODS-A-I-6F*	6F/2,0	130	6F/2,0	800	45°	920	1200	1,6
ODS-A-I-7F	7F/2,33	130	7F/2,33	800	45°	920	1200	1,8
ODS-A-I-8F	8F/2,67	130	8F/2,67	800	45°	920	1200	1,8
ODS-A-I-9F	9F/3,0	130	9F/3,0	800	45°	920	1200	1,8
ODS-A-I-10F	10F/3,33	130	10F/3,33	800	45°	920	1200	1,9
ODS-A-I-12F	12F/4,0	160	12F/4,0	800	45°	920	1200	2,0
ODS-A-I-14F	14F/4,67	160	14F/4,67	800	45°	920	1200	2,0

*Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж для получения подробной информации перед размещением заказа.

Система доставки MemoPart™ окклюдеров для закрытия дефекта желудочковой перегородки, окклюдеров для закрытия открытого артериального протока и сосудистых пробок для взрослых

№ по каталогу	Погрузчик		Длинный интродьюсер			Дилатор	Толкатель	
	ID (мм)	Эффективная Длина (мм)	ID (мм)	Эффективная Длина (мм)	Угол	Эффективная Длина (мм)	Эффективная Длина (мм)	Диаметр (мм)
ODS-P/V-II-5F	5F/1,85	130	5F/1,85	800	180°	920	1200	1,4
ODS-P/V-II-6F	6F/2,0	130	6F/2,0	800	180°	920	1200	1,6
ODS-P/V-II-7F	7F/2,33	130	7F/2,33	800	180°	920	1200	1,8
ODS-P/V-II-8F	8F/2,67	130	8F/2,67	800	180°	920	1200	1,8
ODS-P/V-II-9F	9F/3,0	130	9F/3,0	800	180°	920	1200	1,8
ODS-P/V-II-10F	10F/3,33	130	10F/3,33	800	180°	920	1200	1,9
ODS-P/V-II-12F	12F/4,0	160	12F/4,0	800	180°	920	1200	2,0
ODS-P/V-II-14F	14F/4,67	160	14F/4,67	800	180°	920	1200	2,0

Система доставки MemoPart™ окклюдеров для закрытия дефекта межпредсердной перегородки и окклюдеров для закрытия открытого овального отверстия для детей

№ по каталогу	Погрузчик		Длинный интродьюсер			Дилатор	Толкатель	
	ID (мм)	Эффективная Длина (мм)	ID (мм)	Эффективная Длина (мм)	Угол	Эффективная Длина (мм)	Эффективная Длина (мм)	Диаметр (мм)
ODS-A-III-5F*	5F/1,85	130	5F/1,85	600	45°	680	1200	1,4
ODS-A-III-6F*	6F/2,0	130	6F/2,0	600	45°	680	1200	1,6
ODS-A-III-7F	7F/2,33	130	7F/2,33	600	45°	680	1200	1,8
ODS-A-III-8F	8F/2,67	130	8F/2,67	600	45°	680	1200	1,8
ODS-A-III-9F	9F/3,0	130	9F/3,0	600	45°	680	1200	1,8
ODS-A-III-10F	10F/3,33	130	10F/3,33	600	45°	680	1200	1,9
ODS-A-III-12F	12F/4,0	160	12F/4,0	600	45°	680	1200	2,0
ODS-A-III-14F	14F/4,67	160	14F/4,67	600	45°	680	1200	2,0

*Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж для получения подробной информации перед размещением заказа.

Система доставки MemoPart™ окклюдеров для закрытия дефекта желудочковой перегородки, окклюдеров для закрытия открытого артериального протока и сосудистых пробок для детей

№ по каталогу	Погрузчик		Длинный интродьюсер			Дилатор	Толкатель	
	ID (мм)	Эффективная Длина (мм)	ID (мм)	Эффективная Длина (мм)	Угол	Эффективная Длина (мм)	Эффективная Длина (мм)	Диаметр (мм)
ODS-P/V-IV-5F	5F/1,85	130	5F/1,85	600	180°	680	1200	1,4
ODS-P/V-IV-6F	6F/2,0	130	6F/2,0	600	180°	680	1200	1,6
ODS-P/V-IV-7F	7F/2,33	130	7F/2,33	600	180°	680	1200	1,8
ODS-P/V-IV-8F	8F/2,67	130	8F/2,67	600	180°	680	1200	1,8
ODS-P/V-IV-9F	9F/3,0	130	9F/3,0	600	180°	680	1200	1,8
ODS-P/V-IV-10F	10F/3,33	130	10F/3,33	600	180°	680	1200	1,9
ODS-P/V-IV-12F	12F/4,0	160	12F/4,0	600	180°	680	1200	2,0
ODS-P/V-IV-14F	14F/4,67	160	14F/4,67	600	180°	680	1200	2,0